

Titramax 101

P/N: 544-11300-00



Il modello forte con orbita di vibrazione di 3 mm

Con una capacità di alloggiamento di quattro micropiastre, Titramax 101 garantisce risultati di miscelazione più accurati. Con un'orbita di 3 mm questo modello è particolarmente indicato per applicazioni nelle quali è necessario distribuire o disciogliere materiali solidi nei pozzetti.

La manopola analogica permette di regolare in modo continuo la velocità da 150 a 1.350 giri/min. Utilizzate il timer integrato regolabile fino a 120 minuti per operazioni che richiedono tempi prefissati. L'agitatore può naturalmente essere utilizzato anche in modalità continua.

Titramax 101 - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	5,5 kg
Protection class (EN 60529)	IP 30
Timer	sì (regolabile fino a un massimo di 120 min)
Intervallo di velocità di rotazione	150 - 1.350 giri/min
Potenza in ingresso	31
Dimensioni (L/ P/ A)	245 x 310 x 125 mm
Carico massimo	2 kg
Modalità operativa	timer o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	controllo elettronico
Orbita/Corsa	3 mm
Dimensione piattaforma	220 x 220 mm
Accessori inclusi	spazio per 4 piastre di microtitolazione
Angolo	-
Movimento	vibrazione
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-