

Titramax 100

P/N: 544-11200-00



Il modello delicato con orbita di vibrazione di 1,5 mm

Questo agitatore è particolarmente indicato per applicazioni nelle quali le colture di cellule devono essere agitate in modo delicato e costante.

I nutrienti vengono distribuiti in modo ottimale.

Tale risultato è garantito dall'orbita di vibrazione di 1,5 mm e da una velocità compresa tra 150 e 1.350 giri/min.

Il timer integrato può essere regolato fino a 120 minuti; al termine del tempo impostato l'unità emette un segnale acustico.

Titramax 100 - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	5,5 kg
Protection class (EN 60529)	IP 30
Timer	sì (regolabile fino a un massimo di 120 min)
Intervallo di velocità di rotazione	150 - 1.350 giri/min
Potenza in ingresso	31
Dimensioni (L/ P/ A)	245 x 310 x 125 mm
Carico massimo	2 kg
Modalità operativa	timer o continuo
Impostazione della velocità di rotazione	controllo elettronico
Orbita/Corsa	1,5 mm
Dimensione piattaforma	220 x 220 mm
Accessori inclusi	spazio per 4 piastre di microtitolazione
Angolo	-
Movimento	vibrazione
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-