

Reax 20 - per 4 bottiglie (1 - 16 giri/min)

P/N: 541-20004-00



Agitatore a soffitto per 4 bottiglie / 1 a 16 giri/min

- Impostazione della velocità tramite la manopola analogica da 1 a 16 giri/min - ideale per test di cessione
- Facili e veloci adattatori per bottiglie
- Altri contenitori con 160 - 270 mm di altezza e massimo 136 mm di diametro possono essere utilizzati abbinando degli adattatori

Reax 20 - per 4 bottiglie (1 - 16 giri/min) - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	23 kg
Classe di protezione DIN EN 60529	IP 21
Timer	-
Intervallo di velocità di rotazione	1 - 16 giri/min
Potenza in ingresso	280 W
Dimensioni (L/ P/ A)	490 x 520 x 465 mm
Carico massimo	30 kg
Modalità operativa	-
Impostazione della velocità di rotazione	controllo elettronico
Orbita/Corsa	-
Dimensione piattaforma	-
Accessori inclusi	Coperchio di fissaggio per bottiglie fino a \varnothing 77 mm
Angolo	-
Movimento	aereo