

Reax 2

P/N: 541-21001-00



Il modello compatto per piccoli volumi

Reax 2 con l'adattatore opzionale per provette è stato progettato per miscelare contemporaneamente fino a 20 contenitori di diametro compreso tra 10 e 18 mm. Ciò corrisponde alle dimensioni delle provette classiche o delle provette Falcon da 15 ml. In alternativa potete inserire il rack completo nell'adattatore universale (larghezza: 230 mm, altezza min./max.: 45 mm/160 mm) dell'agitatore a soffitto.

Dotata di un robusto telaio in metallo, l'unità si rivela estremamente resistente e affidabile. Garantisce una miscelazione sicura anche durante il funzionamento in continuo non presidiato.

Reax 2 - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	ripristino automatico
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	5,2 kg
Protection class (EN 60529)	IP 21
Timer	-
Intervallo di velocità di rotazione	20 - 100 giri/min
Potenza in ingresso	27
Dimensioni (L/ P/ A)	510 x 180 x 235 mm
Carico massimo	1 kg
Modalità operativa	-
Impostazione della velocità di rotazione	analogico
Orbita/Corsa	-
Dimensione piattaforma	-
Accessori inclusi	-
Angolo	-
Movimento	aereo
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	-
Intervallo di temperatura ambiente (stoccaggio)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-