

Reax 20 - per 8 bottiglie (1 - 16 giri/min)

P/N: 541-20008-00



Agitatore a soffitto per 8 bottiglie / 1 a 16 giri/min (Immagine simile)

- Impostazione della velocità tramite la manopola analogica da 1 a 16 giri/min - ideale per test di cessione
- Facili e veloci adattatori per bottiglie
- Altri contenitori con 160 - 270 mm di altezza e massimo 136 mm di diametro possono essere utilizzati abbinando degli adattatori

Reax 20 - per 8 bottiglie (1 - 16 giri/min) - Dati tecnici

Protezione dal surriscaldamento	self-resetting
Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C at 80 % rel. humidity 32 - 40 °C decreasing linearly up to max. 50 % rel. humidity
Peso	28 kg
Classe di protezione DIN EN 60529	IP 21
Timer	-
Intervallo di velocità di rotazione	1 - 16 rpm
Potenza in ingresso	280 W
Dimensioni (L/ P/ A)	770 x 520 x 465 mm
Carico massimo	30 kg
Modalità operativa	-
Impostazione della velocità di rotazione	electronic control
Orbita/Corsa	-
Dimensione piattaforma	-
Accessori inclusi	Tension plate for cap dia. up to 77 mm
Angolo	-
Movimento	overhead