

Hei-VAC Control

P/N: 591-00360-00



Per un controllo del vuoto accurato nei sistemi per il vuoto domestico o per pompe da vuoto regolate da valvole.

- Opzione conveniente per il controllo del vuoto digitale
- Fissaggio facile sull'albero del condensatore al di sopra dell'evaporatore o come dispositivo indipendente, con la base situata accanto all'unità
- Pulsante di sfiato manuale per evitare urti
- Grafici di visualizzazione dell'intero processo a vuoto
- Interfaccia RS232
- Menu di navigazione multilingue
- Installazione e funzionamento semplici
- Funziona con tutti gli evaporatori Hei-VAP privi di controllo del vuoto integrato.

Controllore di vuoto completo di sensore del vuoto in ceramica integrato, valvola di regolazione e valvola di sfiato. Unità pronta all'uso, dotata di alimentatore per parete e manuale.

Hei-VAC Control - Dati tecnici

Peso	0,44 kg
Protection class (EN 60529)	IP 20
Dimensioni (L/ P/ A)	144 x 115 x 124 mm
Interfaccia digitale	RS 232C
Sensore di vuoto	integrato
Limite di misurazione superiore	1080/810 mbar/torr
Limite di misurazione inferiore	0,1/0,1 mbar/torr
Principio di misurazione	Membrana in ceramica (allumina), capacitivo, indipendente dal gas, pressione assoluta
Precisione della misurazione	