

Silicone - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 |
diam. int.: 0,89 | diam. est.: 2,69 (al metro)

P/N: 525-30024-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Applicazioni: silicone rivestito in platino per uso farmaceutico e biologico
- Caratteristiche:
 - estremamente liscio internamente per prevenire crescita batterica
 - biocompatibile assorbimento minimo
 - Migliori proprietà di flusso e stabilità alle alte temperature
 - totalmente inerte
- Materiali: Polidimetilsilossano con terra silicea e additivi siliconici, bianco traslucido, eccellente resistenza alla pressione iniziale
- Conforme alle norme: USP Class VI, FDA, GLP e NSF
- Range di Temperatura: -80 to +200 °C
- Sterilizzazione: può essere messo in autoclave per 30 min a 1 bar o con irradiazione
- Restrizioni: non idoneo per solventi concentrati, olii, acidi o soda caustica diluita, alta permeabilità ai gas

Uso con:

Cidi:	Condizionato
Soluzioni alcaline:	Condizionato
Solventi:	Non idoneo
Pressione:	Soddisfacente
Vuoto:	Buono
Prodotti viscosi:	Soddisfacente
Prodotti sterili:	Eccellente

Silicone - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 0,89 | diam. est.: 2,69 (al metro) - Dati tecnici

Diametro interno	0,89 mm
Diametro esterno	2,69 mm
Spessore della parete (wt)	0,9 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.5 / 1.5 bar
Altezza di aspirazione	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	non idoneo
SP quick Value 06 (min/max)	non idoneo
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	non idoneo
SP quick Value 01 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Value 06 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Value 01 (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.03 – 1 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	0.24 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.10 – 1 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	0.57 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
medio (min/max)

non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
large (min/max)

non idoneo

Le portate sono relative a

Tube e acqua Tygon® (standard)