

Silicone - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 |
diam. int.: 1,42 | diam. est.: 3,22

P/N: 525-30025-00



Tuyau de rallonge pour cassette small

- Applicazioni: silicone rivestito in platino per uso farmaceutico e biologico
- Caratteristiche:
 - estremamente liscio internamente per prevenire crescita batterica
 - biocompatibile assorbimento minimo
 - Migliori proprietà di flusso e stabilità alle alte temperature
 - totalmente inerte
- Materiali: Polidimetilsilossano con terra silicea e additivi siliconici, bianco traslucido, eccellente resistenza alla pressione iniziale
- Conforme alle norme: USP Class VI, FDA, GLP e NSF
- Range di Temperatura: -80 to +200 °C
- Sterilizzazione: può essere messo in autoclave per 30 min a 1 bar o con irradiazione
- Restrizioni: non idoneo per solventi concentrati, olii, acidi o soda caustica diluita, alta permeabilità ai gas

Uso con:

Cidi:

Condizionato

Soluzioni alcaline:

Condizionato

Solventi:

Non idoneo

Pressione:

Soddisfacente

Vuoto:

Buono

Prodotti viscosi:

Soddisfacente

Prodotti sterili:

Eccellente

Silicone - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 1,42 | diam. est.: 3,22 - Dati tecnici

Diametro interno	1,42 mm
Diametro esterno	3,22 mm
Spessore della parete (wt)	0,9 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.5 / 1.5 bar
Altezza di aspirazione	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	non idoneo
SP quick Value 06 (min/max)	non idoneo
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	non idoneo
SP quick Value 01 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Value 06 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Value 01 (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0-10 – 3 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	0.60 – 14 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.23 – 3 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	1 – 15 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
medio (min/max)

non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
large (min/max)

non idoneo

Le portate sono relative a

Tubo e acqua Tygon® (standard)