

Viton® - tubo a due fermi per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 |
diam. int.: 1,42 | diam. est.: 3,22

P/N: 525-50015-00



Tubo a due fermi (40 cm) per cassetta piccola

- Application: eccellente resistenza agli acidi e alle alte temperature
- Features:
 - Bassa permeabilità ai gas
 - Resistente a solventi e alle soluzioni corrosive ad alte temperature
- Materiale: Fluorocarbon gomma, termoformato Viton B (67% fluorurato); nero opaco
- Conforme alle norme: GLP conforme
- Campo di temperatura: da -30 a +205 ° C
- Sterilizzazione: non raccomandata
- Limitazione: durata limitata delle prestazioni

Uso con:

Cidi:

Eccellente

Soluzioni alcaline:	Eccellente
Solventi:	Varia; prova raccomandata
Pressione:	Buono
Vuoto:	Buono
Prodotti viscosi:	Buono
Prodotti sterili:	Soddisfacente

Viton® - tubo a due fermi per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 1,42 | diam. est.: 3,22 - Dati tecnici

Diametro interno	1,42 mm
Diametro esterno	3,22 mm
Spessore della parete (wt)	0,9 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.5 / 1.5 bar
Altezza di aspirazione	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	non idoneo
SP quick Value 06 (min/max)	non idoneo
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	non idoneo
SP quick Value 01 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Value 06 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	non idoneo
SP standard/vario Value 01 (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.10 – 3 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	0.60 – 14 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.23 – 3 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	1 – 15 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
medio (min/max)

non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
large (min/max)

non idoneo

Le portate sono relative a

Tubo e acqua Tygon® (standard)