

Viton® - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 2,79 | diam. est.: 4,59  
P/N: 525-50026-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Application: eccellente resistenza agli acidi e alle alte temperature
- Features:
  - Bassa permeabilità ai gas
  - Resistente a solventi e alle soluzioni corrosive ad alte temperature
- Materiale: Fluorocarbon gomma, termoformato Viton B (67% fluorurato); nero opaco
- Conforme alle norme: GLP conforme
- Campo di temperatura: da -30 a +205 ° C
- Sterilizzazione: non raccomandata
- Limitazione: durata limitata delle prestazioni

Uso con:

Cidi:

Eccellente

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Soluzioni alcaline: | Eccellente                |
| Solventi:           | Varia; prova raccomandata |
| Pressione:          | Buono                     |
| Vuoto:              | Buono                     |
| Prodotti viscosi:   | Buono                     |
| Prodotti sterili:   | Soddisfacente             |

## Viton® - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 2,79 | diam. est.: 4,59 - Dati tecnici

|                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Diametro interno                                                                                   | 2,79 mm             |
| Diametro esterno                                                                                   | 4,59 mm             |
| Spessore della parete (wt)                                                                         | 0,9 mm              |
| Pressione massima (continua/a breve durata)                                                        | 0.5 / 1.5 bar       |
| Altezza di aspirazione                                                                             | 7 mH <sub>2</sub> O |
| SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)                                                     | non idoneo          |
| SP quick Value 06 (min/max)                                                                        | non idoneo          |
| SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)                                                     | non idoneo          |
| SP quick Value 01 (min/max)                                                                        | non idoneo          |
| SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)                                            | non idoneo          |
| SP standard/vario Value 06 (min/max)                                                               | non idoneo          |
| SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)                                            | non idoneo          |
| SP standard/vario Value 01 (min/max)                                                               | non idoneo          |
| Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max) | 0.29 – 9 ml/min     |
| Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max) | 2 – 36 ml/min       |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)                    | 0.69 – 8 ml/min     |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)                     | 4 – 37 ml/min       |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)                       | non idoneo          |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)                       | non idoneo          |

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette  
medio (min/max)

non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette  
large (min/max)

non idoneo

Le portate sono relative a

Tubo e acqua Tygon® (standard)