

PharMed® - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 |
diam. int.: 0,25 | diam. est.: 2,05

P/N: 525-20022-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Applicazioni: ideale per laboratori medici e di ricerca
- Caratteristiche:
 - Non tossico, biocompatibile.
 - Buona resistenza agli acidi e alle basi
 - Bassa permeabilità ai gas
- Materiali: termoplastico elastomero su base propilenica con plastica, molto resistente, opaco
- Conforme alle norme: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Class VI, GLP, farmacopea e europa
- Range di Temperatura: -60 a +135 °C
- Sterilizzazione: può essere sterilizzato con ossido di etileneo tramite irradiazioni
- Restrizioni: gli additivi possono liberarsi

Uso con:

Cidi:	Buono
Soluzioni alcaline:	Buono
Solventi:	Non idoneo
Pressione:	Buono
Vuoto:	Eccellente
Prodotti viscosi:	Buono
Prodotti sterili:	Eccellente

PharMed® - tubo prolunga per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 0,25 | diam. est.: 2,05 - Dati tecnici

Diametro interno	0,25 mm
Diametro esterno	2,05 mm
Spessore della parete (wt)	0,9 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.5 / 1.5 bar
Altezza di aspirazione	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	not suitable
SP quick Value 06 (min/max)	not suitable
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	not suitable
SP quick Value 01 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.005 – 0.11 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	0.02 – 0.49 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.005 – 11 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	0.04 - 0.53 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
medio (min/max)

not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
large (min/max)

not suitable

Le portate sono relative a

Tubo e acqua Tygon® (standard)