

Tygon® standard - Tubo a due fermi per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 0,89 | diam. est.: 2,69

P/N: 525-60014-00



Tubo a due fermi (40 cm) per cassetta piccola

- Applicazioni: per applicazioni standard
- Caratteristiche:
 - Non tossico, antiossidante.
 - Buona resistenza agli acidi, basi e composti inorganici
 - Bassa permeabilità ai gas, buone performance di durata
- Materiali: termoplastico PVC, trasparente
- Conforme alle norme: FDA (21 CFR 177.2601) e GLP
- Range di Temperatura: -50 a +75 °C
- Sterilizzazione: può essere messo in autoclave per 30 min a 1 bar e 120 °C (il materiale può cambiare colore) o con ossido di etilene
- Restrizioni: Possibile disgregazione della plastica

Uso con:

Cidi:	Buono
Soluzioni alcaline:	Buono
Solventi:	Non idoneo
Pressione:	Buono
Vuoto:	Buono
Prodotti viscosi:	Eccellente
Prodotti sterili:	Condizionato

Tygon® standard - Tubo a due fermi per cassetta piccola - spessore parete: 0,9 | diam. int.: 0,89 | diam. est.: 2,69 - Dati tecnici

Diametro interno	0,89 mm
Diametro esterno	2,69 mm
Spessore della parete (wt)	0,9 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.5 / 1.5 bar
Altezza di aspirazione	7 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	not suitable
SP quick Value 06 (min/max)	not suitable
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	not suitable
SP quick Value 01 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.03 – 1 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	0.24 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	0.10 – 1 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	0.57 – 6 ml/min
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	not suitable

Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	not suitable
Le portate sono relative a	Tygon® (Standard) tubing and water