

Tygon® standard - spessore parete: 1,6 | diam. int.: 3,1 | diam. est.: 6,3 (al metro)

P/N: 525-66000-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Applicazioni: per applicazioni standard
- Caratteristiche:
 - Non tossico, antiossidante.
 - Buona resistenza agli acidi, basi e composti inorganici
 - Bassa permeabilità ai gas, buone performance di durata
- Materiali: termoplastico PVC, trasparente
- Conforme alle norme: FDA (21 CFR 177.2601) e GLP
- Range di Temperatura: -50 a +75 °C
- Sterilizzazione: può essere messo in autoclave per 30 min a 1 bar e 120 °C (il materiale può cambiare colore) o con ossido di etilene
- Restrizioni: Possibile disgregazione della plastica

Uso con:

Cidi:	Buono
Soluzioni alcaline:	Buono
Solventi:	Non idoneo
Pressione:	Buono
Vuoto:	Buono
Prodotti viscosi:	Eccellente
Prodotti sterili:	Condizionato

Tygon® standard - spessore parete: 1,6 | diam. int.: 3,1 | diam. est.: 6,3 (al metro) - Dati tecnici

Diametro interno	3,1 mm
Diametro esterno	6,3 mm
Spessore della parete (wt)	1,6 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.7 / 1.7 bar
Altezza di aspirazione	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	26 – 653 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	57 – 695 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	5 – 126 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	11 – 134 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	43 – 1,017 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	93 – 1,037 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	9 – 221 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	19 – 223 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	7 – 85 ml/min

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
medio (min/max)

not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
large (min/max)

4 – 90 ml/min

Le portate sono relative a

Tygon® (Standard) tubing and water