

Viton® - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8 (al metro)

P/N: 525-55000-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Application: eccellente resistenza agli acidi e alle alte temperature
- Features:
  - Bassa permeabilità ai gas
  - Resistente a solventi e alle soluzioni corrosive ad alte temperature
- Materiale: Fluorocarbon gomma, termoformato Viton B (67% fluorurato); nero opaco
- Conforme alle norme: GLP conforme
- Campo di temperatura: da -30 a +205 ° C
- Sterilizzazione: non raccomandata
- Limitazione: durata limitata delle prestazioni

Uso con:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Cidi:               | Eccellente |
| Soluzioni alcaline: | Eccellente |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Solventi:         | Varia; prova raccomandata |
| Pressione:        | Buono                     |
| Vuoto:            | Buono                     |
| Prodotti viscosi: | Buono                     |
| Prodotti sterili: | Soddisfacente             |

## Viton® - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8 (al metro) - Dati tecnici

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Diametro interno                                                                                   | 4,8 mm             |
| Diametro esterno                                                                                   | 9,8 mm             |
| Spessore della parete (wt)                                                                         | 2,5 mm             |
| Pressione massima (continua/a breve durata)                                                        | 0.8 /1.8 bar       |
| Altezza di aspirazione                                                                             | 8,8 mH2O           |
| SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)                                                     | 58 – 1,527 ml/min  |
| SP quick Value 06 (min/max)                                                                        | 123 – 1,580 ml/min |
| SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)                                                     | 12 – 299 ml/min    |
| SP quick Value 01 (min/max)                                                                        | 26 – 299 ml/min    |
| SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)                                            | 92 – 2,390 ml/min  |
| SP standard/vario Value 06 (min/max)                                                               | 203 – 2,426 ml/min |
| SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)                                            | 15 – 491 ml/min    |
| SP standard/vario Value 01 (min/max)                                                               | 42 - 493 ml/min    |
| Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max) | non idoneo         |
| Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max) | non idoneo         |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)                    | non idoneo         |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)                     | non idoneo         |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)                       | non idoneo         |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)                       | non idoneo         |

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette  
medio (min/max)

non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette  
large (min/max)

non idoneo

Le portate sono relative a

Tubo e acqua Tygon® (standard)