

PharMed® - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8 (al metro)

P/N: 525-25000-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Applicazioni: ideale per laboratori medici e di ricerca
- Caratteristiche:
 - Non tossico, biocompatibile.
 - Buona resistenza agli acidi e alle basi
 - Bassa permeabilità ai gas
- Materiali: termoplastico elastomero su base propilenica con plastica, molto resistente, opaco
- Conforme alle norme: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Class VI, GLP, farmacopea e europa
- Range di Temperatura: -60 a +135 °C
- Sterilizzazione: può essere sterilizzato con ossido di etileneo tramite irradiazioni
- Restrizioni: gli additivi possono liberarsi

Uso con:

Cidi:	Buono
Soluzioni alcaline:	Buono
Solventi:	Non idoneo
Pressione:	Buono
Vuoto:	Eccellente
Prodotti viscosi:	Buono
Prodotti sterili:	Eccellente

PharMed® - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8 (al metro) - Dati tecnici

Diametro interno	4,8 mm
Diametro esterno	9,8 mm
Spessore della parete (wt)	2,5 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.8 /1.8 bar
Altezza di aspirazione	8,8 mH2O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	58 – 1,527 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	123 – 1,580 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	26 – 299 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	92 – 2,390 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	203 – 2,426 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	15 – 491 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
medio (min/max)

not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
large (min/max)

not suitable

Le portate sono relative a

Tubo e acqua Tygon® (standard)