

Tygon® per gli idrocarburi - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 7,9 | diam. est.: 12,9 (al metro)

P/N: 525-72000-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Applicazioni: idrocarburi, prodotti di olii minerali e distillati
- Caratteristiche:
 - ideale per petroli, cherosene, olii di riscaldamento, refrigeranti a base di glicole
 - resistente all'ozono e agli UV
- Materiali: termoplastico PVC, giallo trasparente
- Conforme alle norme: GLP
- Range di Temperatura: -40 a +75 °C
- Sterilizzazione: non raccomandata
- Restrizioni: non idoneo acidi concentrati, soluzioni alcaline, alimentare e farmaceutico

Uso con:

Cidi:

Buono

Soluzioni alcaline:	Buono
Solventi:	Condizionato
Pressione:	Buono
Vuoto:	Buono
Prodotti viscosi:	Eccellente
Prodotti sterili:	Condizionato

Tygon® per gli idrocarburi - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 7,9 | diam. est.: 12,9 (al metro) - Dati tecnici

Diametro interno	7,9 mm
Diametro esterno	12,9 mm
Spessore della parete (wt)	2,5 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.8 / 1.8 bar
Altezza di aspirazione	8,8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	113 – 3,171 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	257 – 3,436 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	25 – 630 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	50 – 630 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 06 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	not suitable
SP standard/vario Value 01 (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
medio (min/max)

not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette
large (min/max)

not suitable

Le portate sono relative a

Tygon® (Standard) tubing and water