

Tygon® per alimenti - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8  
(al metro)

P/N: 525-85000-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Applicazioni: alimentare, molto adatto per prodotti con alto contenuto di grassi
- Caratteristiche:
  - Senza plastica e olii
  - Superiore durata nelle pompe peristaltiche
  - Traslucido per facilitare l'ispezione visiva
  - Eccezionale flessibilità
- Materiali: termoplastico , trasparente
- Conforme alle norme: USP Class VI, FDA (21 CFR 177.2600) e GLP
- Range di Temperatura: -78 a +71 °C
- Sterilizzazione: può essere messo in autoclave per 30 min a 1 bar con irradiazione o con ossido di etilene
- Restrizioni: non idoneo per la pompa Hei-FLOW Value 06

Uso con:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Cidi:               | Eccellente |
| Soluzioni alcaline: | Eccellente |
| Solventi:           | Buono      |
| Pressione:          | Buono      |
| Vuoto:              | Buono      |
| Prodotti viscosi:   | Buono      |
| Prodotti sterili:   | Buono      |

## Tygon® per alimenti - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8 (al metro) - Dati tecnici

|                                                                                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diametro interno                                                                                   | 4,8 mm                |
| Diametro esterno                                                                                   | 9,8 mm                |
| Spessore della parete (wt)                                                                         | 2,5 mm                |
| Pressione massima (continua/a breve durata)                                                        | 0.8 /1.8 bar          |
| Altezza di aspirazione                                                                             | 8,8 mH <sub>2</sub> O |
| SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)                                                     | 58 – 1,527 ml/min     |
| SP quick Value 06 (min/max)                                                                        | 123 – 1,580 ml/min    |
| SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)                                                     | 12 – 299 ml/min       |
| SP quick Value 01 (min/max)                                                                        | 26 – 299 ml/min       |
| SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)                                            | 92 – 2,390 ml/min     |
| SP standard/vario Value 06 (min/max)                                                               | 203 – 2,426 ml/min    |
| SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)                                            | 15 – 491 ml/min       |
| SP standard/vario Value 01 (min/max)                                                               | 42 - 493 ml/min       |
| Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max) | not suitable          |
| Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max) | not suitable          |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)                    | not suitable          |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)                     | not suitable          |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)                       | not suitable          |
| Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)                       | not suitable          |

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette  
medio (min/max)

not suitable

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -  
Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette  
large (min/max)

not suitable

Le portate sono relative a

Tygon® (Standard) tubing and water