

Kryo 30 liquido (10 l)

P/N: 569-00611-00



Fluido termico non infiammabile per riscaldamento e basse temperature.
10 l di fluido termico per refrigeratori Hei-CHILL

Kryo 30 liquido (10 l) - Dati tecnici

Intervallo di temperatura	-30 – +90 °C
Caratterizzazione chimica	Monoethylene glycol/water mixture containing inhibitors
Colore	Light yellow
Viscosità, cinematica a 20 °C	4 mm ² /s
Destino a 20 °C	1.082 kg/m ³
Punto di versamento	< -70 °C
Punto di infiammabilità	ca. 120 °C
Solubilità dell'acqua	Completely soluble
Incompatibilità del materiale	Not known incompatibility with other materials