

## Findenser™ NS24 Cone, NS24 Socket

P/N: 505-81700-00



- Il Findenser™ ad alte prestazioni di dimensioni standard (400 mm) è per sintesi sotto reflusso con volumi di solvente fino a 1 litro.
- Può essere fissato con morsetti da laboratorio standard o con il kit di fissaggio Findenser™ (venduto separatamente).
- Risparmiate acqua, spazio e costi con Findenser™!

## Findenser™ NS24 Cone, NS24 Socket - Dati tecnici

Peso	1.200 g
Intervallo di temperatura ambiente (uso)	Da 0 °C a 24 °C
Lunghezza x Diametro	400 mm x 72 mm
Dimensione del cono / giunto	NS24
Carico massimo di solvente/volume	1 litro di solvente in un matraccio da 2 litri
Parti interne o bagnate	Vetro borosilicato
Giacca alettata	Alluminio anodizzato
Spina e guarnizione	Acetale e silicone HT
Termofluido	Acqua
Max solvente bpt	155 °C
Essiccazione in forno	Max Temp. 60 °C
Lavastoviglie	Max Temp. 50 °C
Lavabile in autoclave	Non lavabile in autoclave