

Hei-VAC Vario Station

P/N: 591-00142-00



Gruppo pompa da vuoto completamente indipendente comprendente un regolatore da vuoto.
Per Hei-VAP Core

- Il preciso controllo del vuoto evita urti ed elimina la formazione di schiuma della soluzione di evaporazione
- Grazie all'alimentazione automatica del vuoto ai parametri di processo, hai più tempo per importanti attività di laboratorio

Senza condensatore.

Hei-VAC Vario Station - Dati tecnici

Peso	6 kg
Pompa a membrana	Tre stadi
Capacità di aspirazione	1,7 m ³ /h
Vuoto finale	5 mbar
Combinabile con condensatore	Sì
Potenza in ingresso	160
Dimensioni senza condensatore (L/ P/ A)	294 x 192 x 299 mm