

## Hei-VAC Vario Tec

P/N: 591-00171-00



Per Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

- Consigliato per solventi con punti di ebollizione bassi o medi.

Senza condensatore.

## Hei-VAC Vario Tec - Dati tecnici

Peso	4,3 kg
Pompa a membrana	Due stadi
Capacità di aspirazione	1 m <sup>3</sup> /h
Vuoto finale	12 mbar
Combinabile con condensatore	Sì
Potenza in ingresso	160
Dimensioni senza condensatore (L/ P/ A)	156 x 236 x 196 mm