

## Hei-VAC Vario Control

P/N: 591-00141-00



Per Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control

Anche se la valvola del gas ballast è aperta, si raggiunge un eccellente vuoto finale quando si lavora con vapori facilmente condensabili. Ciò rende possibile la distillazione di solventi con alto punto di ebollizione come DMF o DMSO a basse temperature del bagno. Senza condensatore.

## Rotavac Vario Control - Dati tecnici

Peso	5,4 kg
Pompa a membrana	Tre stadi
Capacità di aspirazione	1,7 m <sup>3</sup> /h
Vuoto finale	2 mbar
Combinabile con condensatore	Sì
Potenza in ingresso	160
Dimensioni senza condensatore (L/ P/ A)	167 x 236 x 196 mm