


BR 10 Girante a pale incrociate

P/N: 509-10000-00



Grazie alle dimensioni delle pale, la girante a pale incrociate BR 10 è ideale per soluzioni, emulsioni e sospensioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:

- diametro ideale del recipiente: 100 mm
- distanza ideale dal fondo: 5 mm
- livello di riempimento ideale: 100 mm
- volume ideale: 800 ml

L'utensile agitatore con girante a pale incrociate BR 10 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L'albero ha un diametro di 8 mm.

BR 10 Girante a pale incrociate - Dati tecnici

Dimensione lama	50 x 12 mm
Materiale	Acciaio inossidabile V4A
Lunghezza	400 mm
Diametro albero	8 mm
Velocità di rotazione max.	2.000 rpm