

BR 11 Girante a pale

P/N: 509-11000-00



Grazie alle dimensioni delle pale, la girante a pale BR 11 è ideale per soluzioni, emulsioni e sospensioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:

- diametro ideale del recipiente: 100 mm
- distanza ideale dal fondo: 5 mm
- livello di riempimento ideale: 100 mm
- volume ideale: 800 ml

L'utensile agitatore con girante a pale BR 11 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L'albero ha un diametro di 8 mm.

BR 11 Girante a pale - Dati tecnici

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Dimensione lama | 50 x 12 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile V4A |
| Lunghezza | 400 mm |
| Diametro albero | 8 mm |
| Velocità di rotazione max. | 2.000 rpm |