

BR 12 girante a lama girevole

P/N: 509-12000-00



In presenza di recipienti a collo stretto, per esempio palloni a fondo rotondo, risulta particolarmente utile disporre di un utensile agitatore dotato di giranti ribaltabili. Come la nostra girante a pale BR 12.

La BR 12 è ideale per soluzioni e omogeneizzazioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:

- diametro ideale del recipiente: 120 mm
- distanza ideale dal fondo: 6 mm
- livello di riempimento ideale: 120 mm
- volume ideale: 1.400 ml

L'utensile agitatore con girante a pale BR 12 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L'albero ha un diametro di 8 mm.

BR 12 girante a lama girevole - Dati tecnici

Dimensione lama	60 x 15 mm
Materiale	Acciaio inossidabile V4A
Lunghezza	400 mm
Diametro albero	8 mm
Velocità di rotazione max.	2.000 rpm