

## BR 13 Girante a pale

P/N: 509-13000-00



Grazie alle dimensioni delle pale, la girante a pale BR 13 è ideale per soluzioni e omogeneizzazioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:

- diametro ideale del recipiente: 140 mm
- distanza ideale dal fondo: 7 mm
- livello di riempimento ideale: 140 mm
- volume ideale: 2.200 ml

L'utensile agitatore con girante a pale BR 13 ha una lunghezza totale di 450 mm ed è in acciaio inossidabile. L'albero ha un diametro di 8 mm.

## BR 13 Girante a pale - Dati tecnici

Dimensione lama	70 x 70 mm
Materiale	Acciaio inossidabile V4A
Lunghezza	450 mm
Diametro albero	8 mm
Velocità di rotazione max.	800 rpm