

HR 18 Girante a mezzaluna (ribaltabile)

P/N: 509-18000-10



La nostra girante a mezzaluna è ideata in modo specifico per l'utilizzo in palloni a fondo rotondo con cono normalizzato 29/32 o più grandi. Abbinando una [guida per agitatore in PTFE](#) per applicazioni sottovuoto avrete un sistema per reazioni assolutamente ermetico.

La girante a mezzaluna HR 18 funziona al meglio con volumi fino a 1.700 ml.

L'utensile agitatore HR 18 è costituito da una girante a mezzaluna in PTFE e da un albero in acciaio inossidabile rivestito in PTFE. L'anima in acciaio inossidabile garantisce stabilità all'albero e un ancoraggio sicuro nell'agitatore, senza i rischi di rottura che presentano i tradizionali alberi in vetro. Nella zona di serraggio il diametro è di 6,5 mm; l'albero, provvisto di uno spesso rivestimento in PTFE, ha un diametro di 8 mm.

Grazie alle sue caratteristiche antiadesive (rivestimento antiaderente), la girante a mezzaluna è facile da pulire e si può utilizzare fino a una temperatura massima di 250°C.

HR 18 Girante a mezzaluna (ribaltabile) - Dati tecnici

Dimensione lama	65 x 18 x 3 mm
Materiale	PTFE
Lunghezza	350 mm
Diametro albero	8 mm
Velocità di rotazione max.	800 rpm