

PR 31 Girante ad elica con anello (33 mm)

P/N: 509-31000-00



Grazie alle dimensioni delle pale, la girante ad elica con anello PR 31 è ideale per soluzioni, emulsioni e sospensioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:

- diametro ideale del recipiente: 83 - 165 mm
- distanza ideale dal fondo: 17 - 33 mm
- livello di riempimento ideale: 83 - 165 mm
- volume ideale: 400 - 3.500 ml

L'utensile agitatore con girante ad elica con anello PR 31 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L'albero ha un diametro di 8 mm.

PR 31 Girante ad elica con anello (33 mm) - Dati tecnici

Dimensione lama	33 mm
Materiale	Acciaio inossidabile V4A
Lunghezza	400 mm
Diametro albero	8 mm
Velocità di rotazione max.	2.000 rpm