

PR 33 Girante ad elica con anello (66 mm)

P/N: 509-33000-00



Grazie alle dimensioni delle pale, la girante ad elica con anello PR 33 è ideale per soluzioni, emulsioni e sospensioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:

- diametro ideale del recipiente: 165 - 330 mm
- distanza ideale dal fondo: 33 - 66 mm
- livello di riempimento ideale: 165 - 330 mm
- volume ideale: 3.500 - 28.200 ml

L'utensile agitatore con girante ad elica con anello PR 33 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L'albero ha un diametro di 8 mm.

PR 33 Girante ad elica con anello (66 mm) - Dati tecnici

Dimensione lama	66 mm
Materiale	Acciaio inossidabile V4A
Lunghezza	400 mm
Diametro albero	8 mm
Velocità di rotazione max.	800 rpm