

## Hei-FLOW Core 600

P/N: 523-50060-00



Questa pompa della serie Hei-FLOW Core è particolarmente indicata per trasferire in modo semplice volumi cospicui. A tal fine la portata può essere impostata fra 4,0 e 4.151 ml/min. Il modello Value 06 è adatto al funzionamento con teste monocanale.

Anche in presenza di carichi variabili la velocità di 50 – 600 giri/min viene mantenuta costante con un'accuratezza del  $\pm 2$  %. È sufficiente premere un pulsante per invertire la direzione del flusso.

## Hei-FLOW Core 600 - Dati tecnici

Condizioni ambientali ammesse	5 - 31 °C all'80% di umidità relativa 32 - 40 °C lineare decrescente fino ad un massimo del 50% di umidità relativa
Peso	7,1 kg
Protection class (EN 60529)	IP 54
Alimentazione	100 W
Dimensioni (L/ P/ A)	166 x 256 x 225 mm
Portate pompe a canale singolo	4,0 – 4.151 ml/min
Portate pompe multicanale	-
Precisione portata (acqua senza contropressione)	±5 %
Intervallo di velocità	50 - 600 giri/min
Impostazione di velocità	scala
Motore c.c. brushless con controllo elettronico della velocità	digitale
Precisione controllo motore	±2 %
Selezionare la direzione di rotazione	CW/CCW (in senso orario/antiorario)
Potenza motore	100 W
Interfaccia analogica	-
Interfaccia digitale	-
Indicatore di portata	-
Dosaggio volume	-
Dosaggio a intervalli	-
Avvio fluido	-
Freno elettronico	-
Collegamento pedale	-
Funzionamento continuo (24/7)	sì
Funzione di sicurezza	Protezione dal surriscaldamento