

Unimax 2010

P/N: 542-10020-00



최대 하중 용량 10kg의 탄력 모델

Unimax 2010은 샘플 처리량 증가에 최적화된 모델입니다. 사용가능 면적은 390 x 340 mm이며 다층 구조가 가능해 공간을 효과적으로 사용합니다.

궤도 20mm 및 속도 20~400rpm으로 모든 샘플의 정교한 믹싱을 보장합니다. 이 셰이커는 연속적으로 또는 통합 타이머(최대 120분)와 함께 작동할 수 있습니다.

Unimax 2010 - 기술 데이터

과열 보호	셀프 재설정
허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80% 32~40 ° C 최대 상대 습도 50%로 감소
중량	16 kg
Protection class (EN 60529)	IP 20
타이머	예 (최대120분)
속도 범위	20~400rpm
전력 입력	115
치수(너비/깊이/높이)	426 x 435 x 135 mm
최대 적재량	10 kg
작동 모드	타이머 또는 연속
회전 속도 설정	디지털
궤도/스트로크	20 mm
플랫폼 사이즈	390 x 340 mm
악세사리 포함	미끄럼 방지 고무 매트
각도	-
모션	궤도형
주위 온도 범위(작동)	-
주위 온도 범위(저장)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-