

Polymax 1040 (5° 경사각)

P/N: 543-42205-00



온도 제어 모델

1000 시리즈 장치는 인큐베이션 시스템에 통합될 수 있습니다. 이를 통해 Polymax 1040으로 온도 제어 실험이 가능해 집니다.

하중 중량 최대 5kg의 모든 필요 샘플이 이 플랫폼 웨이브 셰이커로 옮겨질 수 있습니다. 속도는 2~50rpm 사이에서 조정될 수 있으며 이 장치는 연속적으로 또는 타이머(최대 120분)와 함께 작동될 수 있습니다.

Polymax 1040 (5° 경사각) - 기술 데이터

과열 보호	셀프 재설정
허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80% 32~40 ° C 최대 상대 습도 50%로 감소
중량	8 kg
Protection class (EN 60529)	IP 40
타이머	예 (최대120분)
속도 범위	2~50rpm
전력 입력	115
치수(너비/깊이/높이)	320 x 375 x 195 mm
최대 적재량	5 kg
작동 모드	타이머 또는 연속
회전 속도 설정	전자 제어
궤도/스트로크	-
플랫폼 사이즈	290 x 258 mm
악세사리 포함	미끄럼 방지 고무 매트
각도	5°
모션	웨이브
주위 온도 범위(작동)	-
주위 온도 범위(저장)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-