

Reax 2

P/N: 541-21001-00



소량 전용 컴팩트 모델

테스트 튜브용 옵션 어댑터가 포함된 Reax 2는 지름 10~18mm의 용기 최대 20개를 동시에 믹싱하기 위해 설계되었습니다. 이는 기존 테스트 튜브 또는 15ml 팔콘 튜브 사이즈에 해당합니다. 그 대신에, 완성된 랙을 오버헤드 셰이커의 범용 어댑터에 끼워 넣을 수 있습니다(너비: 230Mm, 높이 최저/최고: 45Mm/160mm).

단단한 금속 프레임이 장착된 디자인은 높은 하중 용량과 신뢰성을 보장합니다. 무인 연속 작동 중 안전 보장.

Reax 2 - 기술 데이터

과열 보호	셀프 재설정
허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80% 32~40 ° C 최대 상대 습도 50%로 감소
중량	5.2 kg
Protection class (EN 60529)	IP 21
타이머	-
속도 범위	20~100rpm
전력 입력	27
치수(너비/깊이/높이)	510 x 180 x 235 mm
최대 적재량	1 kg
작동 모드	-
회전 속도 설정	아날로그
궤도/스트로크	-
플랫폼 사이즈	-
악세사리 포함	-
각도	-
모션	오버헤드
주위 온도 범위(작동)	-
주위 온도 범위(저장)	-
Interfaces	-
Usable area	-
Installation altitude	-