

Hei-CHILL 5000

P/N: 591-01710-00



5,000W의 냉각 용량으로 까다로운 냉각 작업에 대해 포괄적인 범위의 냉각이 가능합니다.

- 상단에 용액 충전부, 후방에 배수 탭
- 150개 세그먼트의 통합 프로그래머, 5개 프로그램으로 분할 가능
- 전자 수위 표시기와 저수위 알람
- 자동 압축 컨트롤을 포함해 디지털식 에너지 절약형 냉각 컨트롤을 위한 SmartCool 시스템
- 명확히 배치된 제어 요소, 대형 TFT 디스플레이, 멤브레인 키패드
- USB 인터페이스와 알람 컨택트가 표준 기능으로 통합되어 있음

Hei-CHILL 5000 - 기술 데이터

승인 가능 세션	5~31 ° C 상대 습도 80% 32~40 ° C 최대 상대 습도 50%로 감소
중량	98 kg
Protection class (EN 60529)	IP 32
디스플레이	3.5 " TFT 디스플레이(320x240 픽셀)
온도 범위	-20~+40 ° C
열유동 총진량	20~33L
+20 ° C 냉각 용량(상온 20 ° C)	5,000 W
0 ° C 냉각 용량(상온 20 ° C)	2,750 W
-10 ° C 냉각 용량(상온 20 ° C)	1,700 W
-20 ° C 냉각 용량(상온 20 ° C)	1,000 W
치수(너비/깊이/높이)	550 x 650 x 970 mm
디지털 인터페이스	USB
소음 레벨	< 70 dB(A)
주위 온도 범위(저장)	-20~50 ° C
펌프 압력 최대	2 bar
펌프 유량 최대	20 l/min
과전압 카테고리	II
알람 출력 연결	최대 30V DC, 0.2A
오염 정도	2
주변과의 거리(전면 및 후면)	50 cm
DIN 12876-1에 따른 분류	I/NFL
냉매	R-449A
IPCC IV에 따른 GWP(100a)	1397
냉각	공랭식
표준 공급 전압	400V 3/N/PE(50Hz) 또는 208~220V 3/PE(60Hz)

냉각 출력	5,000 W
규격 전력	400 V 3,300 W / 208 – 220 V 3,600 W
온도 안정성	± 0,05 K