

Tygon® standard - wt: 1.6 | id: 3.1 | od: 6.3 (미터당) P/N: 525-66000-00



싱글 및 멀티용(카세트 소형에 적합하지 않음)

- 실험: 표준 실험
- 특징:
 - 무독성, 비산화성
 - 산, 염기 및 무기성 샘플에 대한 우수한 내성
 - 매우 낮은 가스 투과성, 우수한 성능 수명
- 재료: 열가소성 연성 PVC, 투명
- 부합 기준: FDA(21 CFR 177.2601) 및 GLP
- 온도 범위: -50에서 +75 °C
- 살균: 30분간 하나의 바로 120 °C로 고압멸균(성분으로 색이 바뀔 수 있음) 또는 에틸렌옥사이드로 살균
- 제약: 가소제 분리 가능

다음과 사용:

산:	우수
가성소다:	우수
용매:	부적합
압력:	우수
진공:	우수
점성 매체:	탁월
살균 매체:	조건부

Tygon[®] standard - wt: 1.6 | id: 3.1 | od: 6.3 (미터당) - 기술 데이터

내부 지름	3.1 mm
외부 지름	6.3 mm
벽 두께(wt)	1.6 mm
최대 압력(연속/단시간)	0.7 / 1.7 bar
석션 높이	8.8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06/Precision 06(최소/최대)	26 – 653 ml/min
SP quick Value 06(최소/최대)	57 – 695 ml/min
SP quick Advantage 01/Precision 01(최소/최대)	5 – 126 ml/min
SP quick Value 01(최소/최대)	11 – 134 ml/min
SP standard/Advantage 06/Precision 06(최소/최대)	43 – 1,017 ml/min
SP standard/Value 06(최소/최대)	93 – 1,037 ml/min
SP standard/Advantage 01/Precision 01(최소/최대)	9 – 221 ml/min
SP standard/Value 01(최소/최대)	19 – 223 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 - 펌프헤드 C12 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 - 펌프헤드 C4 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C12 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C4 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C8 - 카세트 중형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C8 - 카세트 대형(최소/최대)	7 – 85 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 -	not suitable

펌프헤드 C8 - 카세트 중형(최소/최대)

Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 -
펌프헤드 C8 - 카세트 대형(최소/최대)

4 – 90 ml/min

유량과 관계됨

Tygon[®] (Standard) tubing and water