

PharMed[®] - wt: 2.5 | id: 4.8 | od: 9.8 (미터당)
P/N: 525-25000-00



싱글 및 멀티용(카세트 소형에 적합하지 않음)

- 응용: 의료, 실험실, 연구용으로 적합
- 특징:
 - 반복된 역압힘응력에서 높은 피로강도
 - 무독성, 생체적합
 - 매우 낮은 가스 투과성
 - 산 및 염기와 매우 잘 맞음
- 재료: 가소제 포함 폴리프로필렌 베이스 상의 열 가소성 엘라스토머, 탁월한 장력, 불투명
- 부합 기준: USP Class VI, GLP Pharmacopoea, 및 Europaea
- 온도 범위: -51에서 +135 °C
- 살균: 고압멸균되거나 에틸렌옥사이드로 살균 또는 방사로 살균 가능
- 제약: 첨가물이 이동할 수 있음

다음과 사용:

산:	우수
가성소다:	우수
용매:	부적합
압력:	우수
진공:	탁월
점성 매체:	우수
살균 매체:	탁월

PharMed® - wt: 2.5 | id: 4.8 | od: 9.8 (미터당) - 기술 데이터

내부 지름	4.8 mm
외부 지름	9.8 mm
벽 두께(wt)	2.5 mm
최대 압력(연속/단시간)	0.8 /1.8 bar
석션 높이	8.8 mH ₂ O
SP quick Advantage 06/Precision 06(최소/최대)	58 – 1,527 ml/min
SP quick Value 06(최소/최대)	123 – 1,580 ml/min
SP quick Advantage 01/Precision 01(최소/최대)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01(최소/최대)	26 – 299 ml/min
SP standard/Advantage 06/Precision 06(최소/최대)	92 – 2,390 ml/min
SP standard/Value 06(최소/최대)	203 – 2,426 ml/min
SP standard/Advantage 01/Precision 01(최소/최대)	15 – 491 ml/min
SP standard/Value 01(최소/최대)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 - 펌프헤드 C12 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 - 펌프헤드 C4 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C12 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C4 - 카세트 소형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C8 - 카세트 중형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - 펌프헤드 C8 - 카세트 대형(최소/최대)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 - 펌프헤드 C8 - 카세트 중형(최소/최대)	not suitable

Hei-FLOW Advantage 01/Precision 01 - 펌프헤드 C8 - 카세트 대형(최소/최대)	not suitable
유량과 관계됨	Tygon [®] (Standard) tubing and water