

Hei-VAP Expert Control - 코팅 G6 수직 글래스웨어의 핸드 리프트 모델 P/N: 573-02610-00



Hei-VAP Expert에 다수의 스마트 기능을 추가하는 동시에 모든 설정 조건 및 현재 진행상황을 제공

- 진공 및 냉각 온도를 포함해 전체 시스템 제어를 위한 5" 터치 디스플레이
- 환류 증류용 투명한 플라스틱 코팅 G6 수직 글래스웨어의 핸드 리프트 모델
- 정밀 모니터링을 위해, 디스플레이의 아이콘으로 활성 기능을 표시
- 빠른 액세스를 위한 별도 놉: 오른쪽은 직접 진공압력 컨트롤용, 왼쪽은 회전 조절용
- 터치 디스플레이 혹은 별도의 퀵 액세스 놉을 통해 값 설정
- 시작 화면에서 2개의 즐겨찾기에 직접 설정
- 확장형 용매 라이브러리. 즐겨찾기를 USB 스틱을 이용해 다른 기기로도 전송 가능
- 나만의 농축 공정을 설정 및 저장(램프)
- Dynamic AUTO_{accurate} (DAA) 프로그램으로 자동 농축. 편리하고 사용자 지정 가능: 거품 방지부터 고도로 효율적인 농축까지
- USB 및 마이크로 SD 인터페이스로 소프트웨어 업데이트를 간편하게 설치하고 개별 즐겨찾기를 한 기기에서 다른 기기로 전송

Hei-VAP Expert Control - 기술 데이터

회전 속도 표시기	5" LCD color graphic display
허용 가능한 상온 조건	5 – 31 ° C at 80 % rel. humidity 32 – 40 ° C decreasing lineary up to max 50% rel. humidity
Protection class (EN 60529)	IP 20
리프트	Hand lift
높이 조절 속도	manual
높이 조절	155 mm
운전	brushless DC motor with electronic speed control
가열 용량	1,300 W
가열 수조 온도 범위	20 – 210 ° C
온도 정확도 수조	±1K
과열 보호 수조	cut-off at 5 ° C over set temperature via separate PT 1000
수조 온도 설정	5" LCD color graphic display
가열 수조 온도 제어	electronic / digital
2차 초과온도 차단	250 ° C
가열 수조 재료	stainless steel V4A
지름 가열 수조	255 mm
가열 수조 부피	4.5 l
증기 온도 표시	Yes
증기 온도 표시 전용 필수 악세사리	Vapor temperature sensor
통합 진공 컨트롤러	Yes
타이머	Yes
프로그램 가능 램프	Yes
공급 전력	1,400 W
글래스웨어 조립 미포함 중량	15 kg

글래스웨어 세트 G3 규격(너비/깊이/높이)	739 x 532 x 887 mm
글래스웨어 세트 G3 XL 규격(너비/깊이/높이)	739 x 532 x 920 mm
콘덴싱 표면	1,400 cm ²
콘덴싱 표면 XL 콘덴서	2,200 cm ²
최대 사이즈 농축 플라스크	5 l
속도 범위	10 - 280 rpm
통합 Hei-CHILL 컨트롤러	Yes
진공 프로그램 Dynamic AUTOaccurate은 AUTOaccurate 센서를 필요로 합니다	Yes
용매 라이브러리	Yes