

Findenser™ NS19 콘, NS19 소켓

P/N: 505-81720-00



- 고성능 Findenser™ 표준 사이즈(400mm)는 최대 1리터 용매 부피를 이용한 환류 화학 합성용입니다.
- 일반 실험실 클램프나 Findenser™ 어태치먼트 키트(별매)로 고정할 수 있습니다.
- Findenser™ 로 물과 공간, 비용을 절약하세요!

Findenser™ NS19 콘, NS19 소켓 - 기술 데이터

중량	1,200 g
주위 온도 범위(작동)	0 °C~24 °C
길이 x 지름	400 mm x 72 mm
콘/조인트 사이즈	B19
최대 용매 하중/부피	2리터 플라스크 내 용매 1리터
내부 또는 습한 부분	보로실리케이트 유리
핀형 재킷	양극처리된 알루미늄
플러그 및 씰	아세탈 및 HT 실리콘
열유동	물
최대 용매 끓는점	155 °C
오븐 건조	최대 온도 60 °C
식기 세척기	최대 온도 50 °C
고압멸균	고압멸균기에 넣지 마십시오