

Hei-VOLUME Distimatic 벤치탑, G9B 콘덴싱 포함

P/N: 591-51000-00



코팅된 수직형 콘덴싱 표준 버전: Hei-VAP 벤치탑 버전, G9B 콘덴싱 포함

Hei-VOLUME Distimatic 모듈의 컨트롤 박스 상 컨트롤 패널을 이용해 회전 플라스크의 센서 및 시간 제어 충진을 위한 매개 변수를 입력하고 화학막 펌프를 통한 코팅 콜렉터 베셀(약 400ml)의 배출 시간을 프로그래밍할 수 있습니다.

컨트롤 박스는 인근 벽에 호스 가이드와 함께 제공된 브래킷을 사용해 설치할 수 있습니다.

전용 농축기 시스템과 함께 Hei-VOLUME Distimatic 자동 모듈은 모든 다양한 실험에서 효율적인 무인 가동이 가능합니다.

최고 수준의 안전성 및 다양한 실험을 실현하기 위해 제공 튜빙 등 샘플과 접촉하는 모든 부품은 내화학성 재료로 제작됐습니다.

Hei-VOLUME Distimatic Benchtop - 기술 데이터

허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80%에서, 32~40 ° C 연속 감소 최대 50% 상대 습도까지
중량	5 kg
Protection class (EN 60529)	IP 65 (컨트롤 패널 및 잔여물 펌프) IP 54 (하우징)
디스플레이	별도의 컨트롤 패널; 디지털
전력 입력	3500
치수(너비/깊이/높이)	300 x 200 x 120 mm(대략적인 수치, 상단에 부품 없이)
호환성	Hei-VAP 및 Laborota 4000 시리즈
샘플 자동 재충진	예
농축물 자동 배출	예
잔여물 자동 배출	아니요
비상 정지 버튼	예
기능 원리	내부(농축물 펌프) 및 외부 다이어프램 펌프(잔여물 펌프)