

Hei-PLATE Mix 20 l

P/N: 506-54100-00



가열기능 없이 최대 20리터까지 교반가능

성능이 입증되고 가열 기능이 포함된 저희 교반기 시리즈를 기반으로, Hei-Mix L은 열에 약한 물질에 대한 적용을 위해 특별히 개발되었습니다. 이는 이 모델에 가열 기능이 없고, 모터에서 발생하는 열도 본체로 전달되지 않기 때문입니다.

가열 기능이 없는 Hei-Mix L 교반기는 최대 20리터까지의 실험에 이상적이며 100~1400rpm 속도 범위에서 용액을 교반할 수 있습니다. 또한, 회전 속도는 설정값에 도달할 때까지 서서히 상승합니다. 이는 용액의 흘러 넘치거나이나 마그네틱바의 불완전한 교반을 방지해줍니다.

알루미늄에 세라믹을 코팅해 제조하고 특허 받은 Kera-Disk[®]는 화학물질 내성과 흡집 방지 기능이 있으며, 지름은 145mm입니다. 이 고유한 사이즈로 인해 적은 공간에 다양한 액세서리, 시료와 함께 사용하는 데 적합합니다.

Hei-PLATE Mix 20 l - 기술 데이터

과열 보호	-
아날로그/디지털 인터페이스	-
허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80%에서, 32~40 ° C 연속 감소 최대 50% 상대 습도까지
중량	3 kg
Protection class (EN 60529)	IP 42
운전	EC-모터
타이머	-
디스플레이	-
속도 범위	100~1,400 rpm
최대 교반 부피 H ₂ O	20 l
전력 입력	20
온도 범위	-
Temperature measurement accuracy	-
치수(너비/깊이/높이)	168 x 299 x 101 mm
속도 정확도	± 2 %
발열량	-
정확도 온도 설정	-
센서 포트	-
제어 정확도 핫플레이트	-
잔열 표시기	-
최대 적재량	25 kg
플레이트 지름 ø	145 mm
플레이트 소재	Kera-Disk® 알루미늄 합금, 코팅
작동 모드	연속 작업
속도 범위	-
과전압 카테고리	II

Connection	L + N + PE
Acoustic pressure	< 50 dB (A)
Heating control	–
Installation altitude	2.000 m
EMC class	B, Group 1
Protection class IEC 61140	I
Protection class IEC 60529	-
Usable Surface heating plate	-
Degree of pollution	-
Temperature measurement resolution	-
Rated Voltage	-