

Hei-VAC Valve Control

P/N: 591-00130-00



- 동시에 최대 3개의 회전 농축기를 사용할 수 있는 용량
- 진공은 밸브 작동식 혹은 수동 진공 컨트롤러를 통해 제어 가능
- 애플리케이션에 따라 스위치박스를 통해 진공을 켜거나 끌 수 있음
- 이 진공 펌프를 Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control 회전 농축기와 결합하고자 할 경우, 진공 밸브 필요

콘덴서는 기본 제품에 포함되지 않습니다.

Hei-VAC Valve Control - 기술 데이터

중량	12.8 kg
다이하프램 펌프	2단계
석션 용량	2 m ³ /h
최대 진공	7 mbar
콘덴서와 결합가능	예
전력 입력	180
콘덴서 미포함 규격(너비/깊이/높이)	195 x 245 x 310 mm