

Hei-VAC Vario Tec

P/N: 591-00171-00



Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control용

- 끓는점이 낮거나 중간인 용매용으로 권장

콘덴서는 기본 제품에 포함되지 않습니다.

Hei-VAC Vario Tec - 기술 데이터

중량	4.3 kg
다이하프램 펌프	2단계
석션 용량	1 m ³ /h
최대 진공	12 mbar
콘덴서와 결합가능	예
전력 입력	160
콘덴서 미포함 규격(너비/깊이/높이)	156 x 236 x 196 mm