

Hei-VAC Vario Control

P/N: 591-00141-00



Hei-VAP Expert Control / Hei-VAP Ultimate Control용

가스 밸러스트 밸브가 열려 있어도 응축 실험을 위한 진공압력에 빠르게 도달합니다.
이는 DMF 혹은 DMSO와 같이 끓는점이 높은 용매도 낮은 수조 온도에서 증류하는 것이 가능하게 해줍니다.

콘덴서는 기본 제품에는 포함되지 않습니다.

Rotavac Vario Control - 기술 데이터

중량	5.4 kg
다이하프램 펌프	3단계
석션 용량	1.7 m ³ /h
최대 진공	2 mbar
콘덴서와 결합가능	예
전력 입력	160
콘덴서 미포함 규격(너비/깊이/높이)	167 x 236 x 196 mm