

Hei-**FLOW** Core 120 멀티

P/N: 523-50013-00



해당 정량 펌프는 모든 샘플의 단순한 운반에 적합합니다. 이 모델의 펌프 드라이브 덕분에 싱글 채널 및 멀티 채널 펌프 헤드 간 대체가 가능합니다. 단순히 스위치를 뒤집어 반시계 방향으로 운반할 수 있습니다.

적용된 펌프 헤드에 따라 싱글 채널은 유량 분당 0.83~861ml, 멀티 채널 펌프는 분당 0.005~364ml가 보장됩니다. Core 120은 오차 범위 $\pm 2\%$ 의 제어 정확성과 10~120rpm의 속도로 운반합니다.

Hei-FLOW Core 120 멀티 - 기술 데이터

허용 가능한 상온 조건	5~31 ° C 상대 습도 80% 32~40 ° C 최대 상대 습도 50%로 감소
중량	7.6 kg
Protection class (EN 60529)	IP 54
공급 전력	100 W
치수(너비/깊이/높이)	166 x 256 x 225 mm
유량 싱글 채널 펌프	0.83~861ml/min
유량 멀티 채널 펌프	0.005~364ml/min
유량 정확도(역압 없이 물)	±5 %
속도 범위	10~120rpm
속도 설정	규모
전자 속도 제어	디지털
정확도 모터 제어	±2 %
회전 방향 선택	CW/CCW(시계방향/반시계방향)
모터 전력	100 W
아날로그 인터페이스	-
디지털 인터페이스	-
유량 표시기	-
투여량	-
투여 간격	-
원활 시동	-
전자 브레이크	-
밧기판 연결	-
연속 작업(24/7)	예
안전 기능	과열 보호