

Multi Reax

P/N: 545-10000-00



Универсальная модель

- Уникальный шейкер для размещения до 26 сосудов различного диаметра. В стандартную комплектацию входят:
 - держатель для 26 сосудов диаметром от 10 до 16 мм
 - держатель для 12 сосудов диаметром от 16 до 32 мм
- 3-мм вибрационная орбита обеспечивает превосходные результаты перемешивания в больших и твердых образцах.
- Установите и непрерывно регулируйте скорость от 150 до 2000 об/мин на цифровом дисплее.
- Цифровой таймер учитывает автоматическую работу и может быть установлен от 1 до 999 минут. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, и операция прекратится.

Multi Reax - технические данные

Защита от перегрева	автоматическое отключение
Режим эксплуатации	макс. отн. влажность 80 % при температуре 5 – 31 °С значение макс. отн. влажности снижается линейно до 50 % при температуре 32 – 40 °С
Вес	9,8 kg
Класс защиты (согласно DIN EN 60529)	IP 30
Таймер	Да
Диапазон скорости вращения	150 - 2.000 об/мин
Потребляемая мощность	50 W
Габариты (Д/ Ш/ В)	270 x 410 x 172 мм
Максимальная нагрузка	1,5 kg
Режим работы	по таймеру или непрерывный
Контроль скорости	цифровой
Орбита вращения	3 mm
Размер платформы	-
Аксессуары в комплекте	2 держателя для пробирок
Угол	-
Тип движения	вибрационное