

## Titramax 101

P/N: 544-11300-00



### Мощная модель

- Titramax 101 - это компактный прибор, способный выдерживать нагрузку до 2 кг и вмещающий в себя до четырех микротитровальных планшета.
- 3-мм вибрационная орбита обеспечивает плавное перемешивание при использовании больших объемов образцов.
- Установите и регулируйте скорость с помощью ручки аналогового управления от 150 до 1350 об/мин.
- Аналоговый таймер обеспечивает автоматическую работу и может быть установлен от 1 до 120 мин. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, и операция прекратится.

## Titramax 101 - технические данные

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Защита от перегрева                  | автоматическое отключение  |
| Режим эксплуатации                   | макс. отн. влажность 80 % при температуре 5 – 31 °С значение макс. отн. влажности снижается линейно до 50 % при температуре 32 – 40 °С |
| Вес                                  | 5,5 kg   |
| Класс защиты (согласно DIN EN 60529) | IP 30  |
| Таймер                               | Да   |
| Диапазон скорости вращения           | 150 - 1.350 об/мин   |
| Потребляемая мощность                | 31 W   |
| Габариты (Д/ Ш/ В)                   | 245 x 310 x 125 мм   |
| Максимальная нагрузка                | 2 kg   |
| Режим работы                         | по таймеру или непрерывный   |
| Контроль скорости                    | электронный контроль   |
| Орбита вращения                      | 3 mm   |
| Размер платформы                     | 220 x 220 мм   |
| Аксессуары в комплекте               | держатель для 4 микропланшетов   |
| Угол                                 | -  |
| Тип движения                         | вибрационное   |