

Titramax 100

P/N: 544-11200-00



Компактная модель

- Titramax 100 - это компактный прибор, способный выдерживать нагрузку до 2 кг и вмещающий в себя до четырех микротитровальных планшета.
- 1,5-мм вибрационная орбита обеспечивает плавное перемешивание при использовании небольших объемов образцов.
- Установите и регулируйте скорость с помощью ручки аналогового управления от 150 до 1350 об/мин.
- Аналоговый таймер обеспечивает автоматическую работу и может быть установлен от 1 до 120 мин. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, и операция прекратится.

Titramax 100 - технические данные

Защита от перегрева	автоматическое отключение
Режим эксплуатации	макс. отн. влажность 80 % при температуре 5 – 31 °С значение макс. отн. влажности снижается линейно до 50 % при температуре 32 – 40 °С
Вес	5,5 kg
Класс защиты (согласно DIN EN 60529)	IP 30
Таймер	Да
Диапазон скорости вращения	150 - 1.350 об/мин
Потребляемая мощность	31 W
Габариты (Д/ Ш/ В)	245 x 310 x 125 мм
Максимальная нагрузка	2 kg
Режим работы	по таймеру или непрерывный
Контроль скорости	электронный контроль
Орбита вращения	1,5 mm
Размер платформы	220 x 220 мм
Аксессуары в комплекте	держатель для 4 микропланшетов
Угол	-
Тип движения	вибрационное