

## Пропеллерный перемешивающий элемент PR 39

P/N: 509-39000-10



Перемешивающий элемент пропеллерного типа

- Рекомендуется для работы со средами средней и высокой вязкости при средних и высоких скоростях
- Отличное перемешивание при гомогенизации и суспензировании.
- Эта модель создает осевой поток.

## Пропеллерный перемешивающий элемент PR 39 - технические данные

Размер лопасти	75 мм
Материал	ПТФЭ
Длина	350 mm
Диаметр вала	8 mm
Макс. скорость вращения	800 rpm