


Пропеллерный перемешивающий элемент PR 30

P/N: 509-30000-00



Перемешивающий элемент пропеллерного типа

- Рекомендуется для работы со средами средней и высокой вязкости при средних и высоких скоростях
- Отличное перемешивание при гомогенизации и суспензировании.
- Эта модель создает осевой поток.

Пропеллерный перемешивающий элемент PR 30 - технические данные

Размер лопасти	58 мм
Материал	нержавеющая сталь V4A
Длина	400 mm
Диаметр вала	8 mm
Макс. скорость вращения	2 000 rpm