


Турбинный перемешивающий элемент TR 21

P/N: 509-21000-00



Турбинный перемешивающий элемент

- Рекомендуются для работы при средних скоростях.
- Для работы со средами низкой и средней вязкости до 500 мПас
- Отлично подходит для газонасыщения сред
- Перемешивающие элементы создают радиальный поток

Турбинный перемешивающий элемент TR 21 - технические данные

Размер лопасти	50 мм
Материал	нержавеющая сталь V4A
Длина	400 mm
Диаметр вала	8 mm
Макс. скорость вращения	2 000 rpm